

Guaranteed nmol & OD (BIO-RP)										
	Length of oligo	unit	0.025umol	0.05umol	0.1umol	0.2umol	0.5umol	1.0umol	10umol	15umol
BIO-RP (Cartridge)	20mer	nmol	9	19	28	37	65	134	1333	2005
		OD	2 OD	4 OD	6 OD	8 OD	14 OD	29 OD	288 OD	433 OD
	30mer	nmol	6	12	19	25	43	90	892	1341
		OD	2 OD	4 OD	6 OD	8 OD	14 OD	29 OD	288 OD	433 OD
	40mer	nmol		9	14	19	32	67	667	1002
		OD		4 OD	6 OD	8 OD	14 OD	29 OD	288 OD	433 OD
	50mer	nmol		7	11	15	26	54	534	803
		OD		4 OD	6 OD	8 OD	14 OD	29 OD	288 OD	433 OD
	60mer	nmol		6	9	12	22	45	444	668
		OD		4 OD	6 OD	8 OD	14 OD	29 OD	288 OD	433 OD
	70mer	nmol		5	8	11	19	38	382	574
		OD		4 OD	6 OD	8 OD	14 OD	29 OD	288 OD	433 OD

*Individual tube is normalized with OD value.